

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Opaski Bezpieczeństwa BS.07

Producent i Podmiot Odpowiedzialny (UE):

LOCON Sp. z o.o.

ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

pomoc@locon.pl

Ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa

Produkt jest wyrobem medycznym. Osoby posiadające rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia medyczne powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem użytkowania. W przypadku zaobserwowania podrażnienia skóry lub wysypki należy natychmiast zdjąć opaskę. Urządzenie zawiera baterię litowo-polimerową podlegającą naturalnemu zużyciu; nie wolno jej wymieniać samodzielnie. Ładować wyłącznie dedykowaną podstawką magnetyczną w temperaturze od 0°C do 40°C. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku podczas kąpieli, pływania lub zanurzenia w wodzie. Zabrania się modyfikacji konstrukcyjnych i rozbierania urządzenia. Zużyty sprzęt oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych (WEEE)